



## Angulus

*Winkelschraubendreher*  
*Angled screwdriver*



*Winkelschraubendreher*  
*Angled Screwdriver*  
**Angulus**



*Winkelschraubendreher „Angulus“*

Winkelschraubendreher "Angulus" zum Bohren und Schrauben in der CMF-Chirurgie.

- Ausgezeichnetes Design für perfekte Ergonomie, komfortable Anwendung und sicheren Halt.
- Flachster Kopf für bestmögliche Übersicht bei intraoralen Eingriffen am aufsteigenden Unterkieferast und Unterkiefer-Gelenkfortsatz.
- Schrauben- und Plattenhalter für die einfache Platzierung.
- Kompromissloses Zerlegen für einwandfreie Hygiene.
- Geeignet für Intra-Kupplung nach ISO 3964/EN 23 964.
- Übersetzung 3:1.



*Angled screwdriver "Angulus"*

Angled screwdriver „Angulus“ for drilling and screwing in CMF surgery.


- Award-winning design for perfect ergonomics, comfortable use and secure hold.
- Flattest head profile for best possible overall view during intraoral use at the ascending ramus and mandibular condylar process.
- Screw and plate holder for easy placement.
- Uncompromising disassembly for perfect hygiene.
- Suitable for Intra coupling acc. to ISO 3964/EN 23 964.
- Gear ratio 3:1.









Lagerung für bis zu zwei Winkelschraubendreher im zerlegten Zustand, Spiralbohrer und Schraubendrehereinsätze

Storage for up to two dismantled screwdrivers, twist drills and bits

	Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung	Description
	50-950-00-07	Angulus-Winkelschraubendreher komplett (mit Schraubenhalter und Gabelschlüssel)	Angulus angled screwdriver complete (with screwholding device and wrench)

	Art.-Nr. / Item No.	Optionales Zubehör	Optional Accessories
	50-960-15-07	Centre-Drive®-Einsatz, 1,5 mm	Centre Drive® bit, 1,5 mm
	50-960-20-07	Centre-Drive®-Einsatz, 2,0 / 2,3 mm	Centre Drive® bit, 2,0 / 2,3 mm
	50-961-15-07	Cross-Drive-Einsatz, 1,5 mm	Cross Drive bit, 1,5 mm
	50-961-20-07	Cross-Drive-Einsatz, 2,0 / 2,3 mm	Cross Drive bit, 2,0 / 2,3 mm
	50-962-15-07	maxDrive®-Einsatz, 1,5 mm	maxDrive® bit, 1,5 mm
	50-962-20-07	maxDrive®-Einsatz, 2,0 / 2,3 mm	maxDrive® bit, 2,0 / 2,3 mm
	50-971-05-07	Vorbohrer, 1,1 x 5 mm	Twist drill, 1,1 x 5 mm
	50-971-07-07	Vorbohrer, 1,1 x 7 mm	Twist drill, 1,1 x 7 mm
	50-971-00-07	Vorbohrer, 1,1 x 17 mm	Twist drill, 1,1 x 17 mm
	50-975-05-07	Vorbohrer, 1,5 x 5 mm	Twist drill, 1,5 x 5 mm
	50-975-07-07	Vorbohrer, 1,5 x 7 mm	Twist drill, 1,5 x 7 mm
	50-975-09-07	Vorbohrer, 1,5 x 9 mm	Twist drill, 1,5 x 9 mm
	50-975-11-07	Vorbohrer, 1,5 x 11 mm	Twist drill, 1,5 x 11 mm
	50-975-13-07	Vorbohrer, 1,5 x 13 mm	Twist drill, 1,5 x 13 mm
	50-975-15-07	Vorbohrer, 1,5 x 15 mm	Twist drill, 1,5 x 15 mm
	50-975-00-07	Vorbohrer, 1,5 x 19 mm	Twist drill, 1,5 x 19 mm
	50-979-05-07	Vorbohrer, 1,9 x 5 mm	Twist drill, 1,9 x 5 mm
	50-979-07-07	Vorbohrer, 1,9 x 7 mm	Twist drill, 1,9 x 7 mm
	50-979-00-07	Vorbohrer, 1,9 x 19 mm	Twist drill, 1,9 x 19 mm
	50-950-10-04	Drahtsiebkorb für Angulus-Winkelschraubendreher, mit Deckel und Fixierelementen, ohne Inhalt Abmessungen: 243 x 255 x 60 (L x B x H)	Wire-mesh tray for Angulus angled screwdriver, with lid and instrument fixation, without contents Dimensions: 243 x 255 x 60 (L x W x H)
	50-950-20-04	Lagerung für Kleinteile (passend für Art.-Nr. 50-950-10-04) mit Deckel, ohne Inhalt Abmessungen: 150 x 80 x 27 (L x B x H)	Small parts storage tray (fits item no. 50-950-10-04) with lid, without contents Dimensions: 150 x 80 x 27 (L x W x H)

## KLS Martin Group

**Karl Leibinger GmbH & Co. KG**  
78570 Mühlheim · Germany  
Tel. +49 7463 838-0  
info@klsmartin.com

**KLS Martin GmbH + Co. KG**  
79224 Umkirch · Germany  
Tel. +49 7665 9802-0  
info@klsmartin.com

**Stuckenbrock Medizintechnik GmbH**  
78532 Tuttlingen · Germany  
Tel. +49 7461 165880  
verwaltung@stuckenbrock.de

**Rudolf Buck GmbH**  
78570 Mühlheim · Germany  
Tel. +49 7463 99516-30  
info@klsmartin.com

**KLS Martin France SARL**  
68000 Colmar · France  
Tel. +33 3 89 21 66 01  
france@klsmartin.com

**Martin Italia S.r.l.**  
20871 Vimercate (MB) · Italy  
Tel. +39 039 605 67 31  
italia@klsmartin.com

**Martin Nederland/Marned B.V.**  
1270 AG Huizen · The Netherlands  
Tel. +31 35 523 45 38  
nederland@klsmartin.com

**KLS Martin UK Ltd.**  
Reading RG1 3EU · United Kingdom  
Tel. +44 1189 000 570  
uk@klsmartin.com

**Nippon Martin K.K.**  
Osaka 541-0046 · Japan  
Tel. +81 6 62 28 90 75  
nippon@klsmartin.com

**KLS Martin L.P.**  
Jacksonville, FL 32246 · USA  
Tel. +1 904 641 77 46  
usa@klsmartin.com

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
Representative Office  
121471 Moscow · Russia  
Tel. +7 499 792-76-19  
russia@klsmartin.com

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
Representative Office  
201203 Shanghai · China  
Tel. +86 21 2898 6611  
china@klsmartin.com

**Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**  
Representative Office  
Dubai · United Arab Emirates  
Tel. +971 4 454 16 55  
middleeast@klsmartin.com

### **Gebrüder Martin GmbH & Co. KG**

#### **A company of the KLS Martin Group**

Ludwigstaler Str. 132 · 78532 Tuttlingen · Germany  
Postfach 60 · 78501 Tuttlingen · Germany  
Tel. +49 7461 706-0 · Fax +49 7461 706-193  
info@klsmartin.com · www.klsmartin.com

